




Manual de instruções em imagens
Filtro de seringa TPP

Instructions for Use in Pictures
TPP Syringe Filter



O filtro da seringa TPP não deve ser ré-esterilizado ou reutilizado. Apenas para uso único.

*Do not re-sterilize or reuse the TPP syringe filter.
 For single use only.*

Dimensões	Measurements	99722	99745
Entrada para saída mm	<i>Inlet to outlet mm</i>	27	27
Diâmetro mm	<i>Diameter mm</i>	33	33
Área filtrante cm ²	<i>Filter size cm²</i>	4.52	4.52
Tamanho dos poros µm	<i>Pore size µm</i>	0.22	0.45
Máx. Temperatura de operação °C	<i>Max. using temp °C</i>	45	45
Vazão de água 25°C / 2 bar	<i>Flow rate water 25 °C / 2 bar</i>	≥ 150 mL/min	≥ 180 mL/min
Pressão de ruptura a 25 °C	<i>Burst pressure at 25 °C</i>	10 bar	10 bar
Volume de filtração mL	<i>Filtration volume mL</i>	10 – 200	10 – 200
Volume morto após repressurização com ar mL	<i>Dead volume following further flushing with air mL</i>	0.1	0.1
Conexão de entrada	<i>Connection In-let</i>	Luer-Lock	luer-lock
Conexão de saída	<i>Connection out-let</i>	Luer-Conus	luer-conus