



Charakter der PTFE-Filtermembrane der Filter-Schraubkappe von Zellkulturflasche und TubeSpin® Bioreaktor 50 / 600 /

Characteristics of the PTFE filter membrane in filter screw caps of tissue culture flasks and TubeSpin® bioreactors 50 / 600

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ PTFE-Filter▪ 0.22 µm▪ Hydrophob = wasserabweisender Zustand
Eigenschaft eines Stoffes keine Affinität zu
Wasser zu haben, d.h. von Wasser nicht
benetzt zu werden (Zugabe von
grenzflächenaktiven Substanzen können
hydrophobe Materialien solubilisieren). | <ul style="list-style-type: none">▪ PTFE-filter▪ 0.22 µm▪ Hydrophobic = repellent condition
Characteristics of a substance to have no
affinity to water, i.e. it cannot be moistened
by water. |
|---|--|

