



# Quadratische Vakuumfiltration

## «rapid»-Filtermax 150 ml – 1000 ml



Rasche Filtration

Vakuum Filtration «rapid»-Filtermax, der Schnelle in quadratischer Form!

- Hohe Durchlaufgeschwindigkeit durch 20% grössere Filterfläche als herkömmliche Rundformen
- Geringe Proteinbindung der PES-Filtermembrane mit Porengrösse von 0,22 µm
- Platzsparend durch quadratische Form
- Griffsicher an der Verjüngung, standsicher durch quadratische Standfläche
- GL-45 Schraubverschluss am System, Filtertop und Filterflasche ermöglicht eine Vielzahl Kombinationsmöglichkeiten

Weitere technische Informationen finden Sie auf [www.tpp.ch](http://www.tpp.ch)



Platzsparend

Typ	Produkt-Nr.	Filterfläche	Volumen	Dimensionen	Stück / Beutel	Stück / Karton
	99150	49 cm <sup>2</sup>	150 ml	93 x 93 x 103 mm	1	12
	99155	49 cm <sup>2</sup>	150 ml	89 x 89 x 57 mm	1	24
	99157		150 ml	93 x 89 x 63 mm	1	24
	99250	49 cm <sup>2</sup>	250 ml	93 x 93 x 143 mm	1	12
	99255	49 cm <sup>2</sup>	250 ml	89 x 89 x 75 mm	1	24
	99257		250 ml	93 x 89 x 87 mm	1	24
	99500	49 cm <sup>2</sup>	500 ml	93 x 93 x 213 mm	1	12
	99505	49 cm <sup>2</sup>	500 ml	89 x 89 x 111 mm	1	24
	99507		500 ml	93 x 89 x 121 mm	1	36
	99950	69 cm <sup>2</sup>	1000 ml	111 x 111 x 285 mm	1	6
	99955	69 cm <sup>2</sup>	1000 ml	108 x 108 x 143 mm	1	12
	99957		1000 ml	111 x 108 x 160 mm	1	20

Ihr Händler