





Zellkulturschalen


Grosse Wachstumsfläche und griffsichere Handhabung



Zellkulturschalen von TPP mit kristallklarer Oberfläche.



Chronozeitsystem im Schalenboden.



Praktischer Aufreissbeutel.

Zellwachstum

- Gleichmässige und wachstumsfördernd behandelte Oberfläche ermöglicht eine optimale Zellproliferation.
- Grosse Wachstumsfläche, bis zu 10 % grösser als erhältliche Alternativen*.


Sicherheit

- Griffrieng: oft kopiert, nie erreicht! Die vorstehenden Zacken des Randes am Unterteil machen die Zellkulturschalen griffsicher. Versehentliches Abheben des Oberteils gehört der Vergangenheit an!
- Der Aufreissbeutel ermöglicht, die Schalen einzeln aus der Verpackung zu entnehmen, ohne die verbleibenden Schalen durch ungewolltes Anheben des Deckels unsteril zu machen.
- Sicheres und stabiles Stapeln von aufeinanderliegenden Schalen durch den Stapelrand am Schalendeckel und Schalenboden; mehrere Zellkulturschalen können so gestapelt sicher von A nach B transportiert werden.
- Zur idealen Produktkombination einer mühelosen Zellernte empfehlen wir die Verwendung des Zellschabers oder des Zellschabers mit beweglicher Klinge.

Dokumentation




- Numerische Orientierung durch Chronozeitsystem im Schalenboden: Bereiche können analog der Uhr definiert, identifiziert und dokumentiert werden.
- Exzellente Mikroskopierbarkeit durch kristallklare Oberfläche, ideal auch in der Mikrofotografie.
- Gelbes Beschriftungsfeld auf dem Deckel und mattes Beschriftungsfeld auf der Schale.

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.tpp.ch.



Vergleich Grösse der Wachstumsfläche.
 (*Quelle: Internet)

Typ	Produkt-Nr.	Wachstumsfläche	Innen-Ø	Dimensionen	Material	Stück / Beutel	Stück / Karton
○	93040	9.2 cm ²	34 mm	Ø 40 x 11 mm	PS	20	900
○	93060	22.1 cm ²	53 mm	Ø 60 x 16 mm	PS	14	840
○	93100	60.1 cm ²	87 mm	Ø 96 x 21 mm	PS	10	240
○	93150	147.8 cm ²	137 mm	Ø 146 x 21 mm	PS	5	100

Typ	Produkt-Nr.	Länge	Version	Schaberbreite	Material	Stück / Beutel	Stück / Karton
	99002	240 mm	drehbar	13 mm	PS/PE	1	150
	99003	300 mm	drehbar	20 mm	PS/PE	1	150
	99010	195 mm	-	14 mm	PP	1	150

Ihr Händler