





Zellschaber und Zellspachtel

Maximale Zugänglichkeit ohne Tote Winkel



TPP Zellschaber und Zellspachtel.



Keine unerreichbaren Ecken mehr durch die freie Drehbarkeit der Schaber Klinge.

TPP Vorteile

- Die Geometrie der Klängen von TPP Zellschabern und Zellspachtel ermöglicht einen optimalen und konstanten Kontakt zur Wachstumsfläche von Zellkulturflaschen, -schalen und -platten.
- Erhältlich in drei (3) Längen und Schaberbreiten zur vollständigen Zellernte von Zellkulturgefässen vieler Grössen und Formen.
- Sanfte, vorstehende Noppen am Griff ermöglichen ein verbessertes und sicheres Greifen mit Gummihandschuhen.
- Steril, einzeln verpackt im fussel-freien Papier/Plastik Blister.





Zellschaber

- Der besondere Charakter der freien Drehbarkeit der Klinge ermöglicht das effiziente, einfache und vollständige Lösen von adhärennten Zellen von der Wachstumsfläche, auch in schwierig zugänglichen Ecken.
- Die Klinge wird aus weichem, flexiblem Polyethylen gefertigt, welcher die Verletzung der Zellen während des Ablösens vermindert.
- Reduziertes Kontaminationsrisiko da es unnötig ist, den beweglichen Klingenkopf der Schaber für eine Reposition anheben zu müssen.


Zellspachtel

- Der Zellspachtel besitzt eine speziell geformte Spitze mit scharfer spitzer Kante.

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.tpp.ch.

Typ	Produkt-Nr.	Länge	Version	Schaberbreite	Material	Stück / Beutel	Stück / Karton
	99002	240 mm	drehbar	13 mm	PS/PE	1	150
	99003	300 mm	drehbar	20 mm	PS/PE	1	150
	99004	380 mm	drehbar	25 mm	PS/PE	1	100
	99010	195 mm	-	14 mm	PP	1	150

Produkt-Nr.	Einsatzgebiet
99002	Zellkulturflaschen: 25/75 cm ² , Zellkulturröhrchen: 10 cm ² , Zellkulturschalen: Ø 40/60 mm
99003	Zellkulturflaschen: 75/150 cm ² , Zellkulturschalen: Ø 100/150 mm
99004	Zellkulturflaschen: 300 cm ²
99010	Zellkulturschale: Ø 100/150 mm, wiederverschliessbare Zellkulturflasche, Zellkulturflasche mit Aufreissfolie



Spitz und scharf für individuelle Situationen der Zellernte.

Ihr Händler