

PIPETTEN

Firmenname	ABIMED GmbH	BIOHIT Deutschland GmbH	BIOHIT Deutschland GmbH	biostep GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	ABIMED GmbH Raiffeisenstraße 3 D-40764 Langenfeld Augusta Haubenreisser Tel.: 02173 8905-42 Fax: 02173 8905-77 haubenreisser@abimed.de www.abimed.de	BIOHIT Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 1a D-61191 Rosbach v. d. Höhe Gregory Langer Tel.: 06003 8282-0 Fax: 06003 8282-22 info@biohit.de www.biohit.de		biostep GmbH Meinersdorfer Straße 47A D-09387 Jahnsdorf Ilona Marzian Tel.: 03721 3905-16 Fax: 03721 3905-28 i.marzian@biostep.de www.biostep.de
Modellbezeichnung bzw. -Serie	DISCOVERY Comfort Pipetten	mLINE (mechanisch)	eLINE (elektronisch)	biostep
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8
Volumenbereich	2 µl (0,1–2 µl) bis 10 ml (1.000 µl–10 ml) (1-Kanal) 1–10 µl/5–50 µl/20–200 µl/ 50–300 µl (8- und 12-Kanal)	0,1 µl bis 10 ml	0,2 µl bis 5 ml	5–5.000 µl (14 verschiedene Modelle, fixes Volumen) 0,1–5.000 µl (10 verschiedene Modelle, variables Volumen) 0,5–300 µl (3 verschiedene Modelle, variables Volumen)
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	50 Prozent weniger Pipettierkräfte, komplett autoklavierbar, Volumenfixierung durch Feststellvorrichtung, gleiches Ansaugvolumen in allen Spitzen	sehr leichtgängige Pipette, gefedertes Spitzenaufnahmesystem, voll autoklavierbar	hochpräzise durch speziellen DC Motor, elektronischer Spitzenabwurf, für Rechts- und Linkshänder, 11 Modi programmierbar mit 6 frei programmierbaren Speicherplätzen	bewährte Drehknopfeneinstellung, große digitale Volumenanzeige, Blow-Out-System (zweistufige Arbeitsweise), einrastende Volumeneinstellung für Reihenpipettierungen
Zubehör	Kalibrierschlüssel, Pipettenhalter, Einstellhülsen, Spitzenabwerfer (2–1.000 µl), Abwerferkappe (5.000 µl und 10 ml), Filter (5.000 µl und 10 ml), Schmierfett, farbige Identifikationsringe, Spitzen, Identifizierungsaufkleber	Safe Cone Filter zum Pipettenschutz, Ergomate Mikroplattenhalter, Pipettenkarussell	Safe Cone Filter zum Pipettenschutz, Ergomate Mikroplattenhalter, Ladeständer	Filter- und Pipettenspitzen 0,1 bis 5.000 µl, Racks für Pipetten
Garantie und Service	3 Jahre ausgenommen Verschleißteile, eigenes Pipetten-Service-Labor	3 Jahre Garantie, eigenes Servicelabor, akkreditiert nach DIN ISO 17025	2 Jahre Garantie, eigenes Servicelabor, akkreditiert nach DIN ISO 17025	2 Jahre Garantie, Rekalibrierung mit dem mitgelieferten Werkzeug, Kalibrierservice optional
Preis	ab 175 €	230–246 € (1-Kanal) 576 € (8-Kanal) 669 € (12-Kanal)	545 € (1-Kanal) 772–875 € (8-Kanal) 957–1.029 € (12-Kanal)	49 € (1-Kanal, fix) 89 € (1-Kanal, variabel) 249 € (8-Kanal, variabel)

PIPETTEN

Firmenname	Biozym Scientific GmbH	Biozym Scientific GmbH	BRAND GMBH + CO KG	BRAND GMBH + CO KG
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Biozym Scientific GmbH Steinbrinksweg 27 D-31840 Hessisch Oldendorf Tel.: 05152 9020 Fax: 05152 5025 support@biozym.com www.biozym.com		BRAND GMBH + CO KG Otto-Schott-Straße 25 D-97877 Wertheim Dr. Antonio Romaguera Tel.: 09342 808-0 Fax: 09342 808-213 info@brand.de www.brand.de	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Nichipet EX	Biohit Proline Plus	Transferpette® S	Transferpette® electronic
Anzahl der Kanäle	1	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12
Volumenbereich	0,1–2 µl/0,5–10 µl/2–20 µl/ 10–100 µl/20–200 µl/100– 1.000 µl/1–5 ml/1–10 ml	0,1–3 µl/0,5–10 µl/2–20 µl/ 10–100 µl/20–200 µl/100– 1.000 µl/0,5–5 ml/1–10 ml (1-Kanal) 0,5–10 µl/10–100 µl/30–300 µl (8-Kanal) 0,5–10 µl/10–100 µl/30–300 µl (12-Kanal)	10/20/25/50/100/200/ 500/1000 µl (1-Kanal, fix) 0,1–1/0,5–10/2–20/10–100/ 20–200/100–1000/500– 5000/1000–10000 µl (1- Kanal, variabel) 0,5–10/5–50/10–100/20– 200/30–300 µl (8-/12-Kanal)	0,5–10/2–20/20–200/100– 1000/500–5000 µl (1-Kanal) 0,5–10/1–20/5–100/10– 200/15–300 µl (8-/12-Kanal)
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	voll autoklavierbar, UV-bestän- dig, AIR-SEAL durch PTFE Ver- bau: geringere Handwärm- übertragung und höhere Pipet- tiergenauigkeit, ISO 8655	geringer Kolbenhubwiderstand und leichter Spitzenabwurf, Mehrkanal: Opti-Load-Lademe- chanismus, voll autoklavierbar, ISO 9001/ISO 13485/ISO 17025/ISO 14001	echte Einhandbedienung, kom- plett autoklavierbar, UV- beständig, 4-stelliges Display für höchste Genauigkeit, EASY- CALIBRATION, auswechselbare Einzelschäfte bei Mehrkanal (patentiert), CE-IVD-konform	TÜV Ergonomie-zertifiziertes Design, Schaft/Pipettierein- heit komplett autoklavierbar, UV-beständig, Modi: PIP, rev- PIP, PIPmix, GEL, EASY-CALI- BRATION, auswechselbare Ein- zelschäfte bei Mehrkanal (patentiert), CE-IVD-konform
Zubehör	Karussell für 6 Pipetten	Karussell für 6 Pipetten, Linear Stand	Tischständer, Regalhalter f. 1 Pipette, Einzelständer f. 1 Mehrkanal-Pipette, Filter f. 5 ml- & 10 ml-Geräte, Reagenz- reservoir (un-)steril, Pipetten- & Filterspitzen	Ständer mit Netzteil f. 3 Einka- nal-Pipetten, Einzelständer f. Einkanal-Pipetten bis 1000 µl, Einzelständer f. 5 ml-Gerät, Einzelständer f. 1 Mehrkanal- Pipette, Reagenzreservoir (un-)steril, Pipetten- & Filter- spitzen
Garantie und Service	2 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie	1-Kanal: 3 Jahre, 8-/12-Kanal: 1 Jahr Garantie, Kalibrierser- vice nach ISO 8655 optional gemäß ISO/IEC 17025, akkre- ditiertes DKD-Kalibrierlabor, Austauschservice innerhalb der ersten 6 Jahre	1 Jahr Garantie (1-/8-/12- Kanal), Kalibrierservice nach ISO 8655 optional gemäß ISO/IEC 17025, akkreditiertes DKD-Kalibrierlabor, Aus- tauschservice innerhalb der ersten 6 Jahre
Preis	ab 169 €	ab 198 €	119 € (1-Kanal, fix) 190/215 € (1-Kanal, variabel) 518 € (8-Kanal) 593 € (12-Kanal)	282 € (1-Kanal) 568 € (8-Kanal) 654 € (12-Kanal)

Firmenname	Capp ApS	Dunn Labortechnik GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Capp ApS Landbrugsvej 10 DK-5260 Odense Capp Info Tel.: 0045 66136140 Fax: 0045 66132770 info@capp.dk www.cappbrand.com	Dunn Labortechnik GmbH Thelenberg 6 D-53567 Asbach Hannelore Dunn Tel.: 02683 43094 Fax: 02683 42776 info@dunnlab.de www.dunnlab.de
Modellbezeichnung bzw. -Serie	ecopipette™	Capp Pipetten (Modell: Standard, Softline, Comfort, Short, ecopipette)
Anzahl der Kanäle	1	1, 8, 12, 16, 48, 64
Volumenbereich	0,2 µl-1.000 µl	0,5-5.000 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	hervorragend ausbalanciert, großer Abwurfschalter, niedrigster Kraftaufwand bei Aspiration und Abgabe der Flüssigkeit, feststellbare Volumenknöpfe mit reduzierter Anzahl der Drehbewegungen, doppelte O-Ringe an der Spitze, abbaubare und wieder verwendbare Komponenten, recycelbare Verpackung, Angebot, alte Pipetten zur umweltverträglichen Entsorgung an Capp zurückgeben zu können	geringes Eigengewicht, benutzerfreundlich, robust, autoklavierbar, doppelte O-Ringe für universellen Spitzenhalt, Farbkodierung für schnelle Volumenknopfzuordnung
Zubehör	-	Fixvolumenknopf oder variabler Volumenknopf, Pipettenständer, Pipettenspitzen
Garantie und Service	3 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie, Service und Reparatur Dunn Labortechnik GmbH
Preis	auf Anfrage	173 € (1-Kanal) bis 684 € (64-Kanal)

PIPETTEN

Firmenname	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	Gilson International B.V.	Gilson International B.V.
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH Peter-Henlein-Straße 2 D-50389 Wesseling-Berzdorf Tel.: 01803 255911 (9 ct./min aus dt. Festnetz) Fax: 02232 418-155 vertrieb@eppendorf.de www.eppendorf.de		Gilson International B.V. Hoenbergstraße 6 D-65555 Limburg-Offheim Ute Pfeifle-Tiller Tel.: 06431 21215-0 Fax: 06431 21215-40 sales-de@gilson.com www.gilson.com	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Research plus	Eppendorf Xplorer	Pipetman Neo	Pipetman M
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12	1
Volumenbereich	0,1 µl bis 10 ml	0,5 µl bis 10 ml	0,2- 1.000 µl (6 Modelle)	0,5- 1.000 µl (4 Modelle)
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	Die ultraleichte Eppendorf Research plus bietet höchste Präzision und Genauigkeit verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität.	Die ultraleichte Eppendorf Xplorer bietet höchste Präzision und Genauigkeit verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität.	leichtgängig, komfortabel, kräftesparend, präzise, robust und langlebig, erweiterter Spezifikationsbereich; wartungsarm, Ersatzteile kompatibel mit Pipetman P, unterer Teil autoklavierbar	mit Motor, innovatives Pipettieren, Verstellen des Volumens mit einem Klick, Fixierung der Volumeneinstellung, ergonomisch, einfachste Bedienung, geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Abwerfen der Spitzen; anwenderunabhängige Ergebnisse, 4 Modi, hohe Spitzenkompatibilität durch Einstellen des Spitzenabwerfers, immer einsatzbereit
Zubehör	Kombination aus Research plus und epT.I.P.S führt zu besten Ergebnissen, Wandhalter & Pipettenkarussell als optimale Lagerungsmöglichkeiten	jede Eppendorf Xplorer wird mit einem Ladeadapter geliefert, Kombination aus der Eppendorf Xplorer und epT.I.P.S führt zu besten Ergebnissen, Einfachladeständer und Ladekarussell (für 4 Pipetten oder Pipetten und Multipetten)	-	-
Garantie und Service	3 Jahre Garantie, epservices mit Wahl zwischen dem Basic-Level, Standard-Level und Premium-Level	2 Jahre Garantie, epservices mit Wahl zwischen dem Basic-Level, Standard-Level und Premium-Level	12 Monate Garantie, Gilson Kalibrierlabor, nach ISO 8655 Abholservice oder vor Ort, alle gängigen Hersteller, Austauschservice	12 Monate Garantie, Gilson Kalibrierlabor, nach ISO 8655 Abholservice oder vor Ort, alle gängigen Hersteller, Austauschservice
Preis	215 € (1-Kanal, variabel) 633 € (8-Kanal) 692 € (12-Kanal)	489 € (1-Kanal) 710 € (8-Kanal) 845 € (12-Kanal)	181,20 € bis 218,40 €	250-300 €

Firmenname	HAMILTON Bonaduz AG	Mettler-Toledo GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	HAMILTON Bonaduz AG Via Crusch 8 CH-7402 Switserland Marlies Nipius Tel.: 0041 816606060 Fax: 0041 816606070 contact@hamilton.ch www.hamiltoncompany.com	Mettler-Toledo GmbH Ockerweg 3 D-35353 Giessen Beate Schmitz Tel. und Fax: 0641 507-8020 Beate.Schmitz@mt.com www.mt.com
Modellbezeichnung bzw. -Serie	HAMILTON SoftGrip Pipetten	EDP3 Adjustable Spacer (manuell) EDP3 Adjustable Spacer (elektronisch)
Anzahl der Kanäle	Ein- bis Mehrkanal	6
Volumenbereich	von 0,2 µl bis 1 ml	20–300 µl/ 100–1.200 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	HAMILTONs manuelle SoftGrip Pipetten setzen neue Standards für Qualität, Genauigkeit, Richtigkeit und Komfort; einfache In-Lab-Kalibrierung, komplett autoklavierbar, CE und IVD konform	Abstandseinstellung zwischen den Kanälen von 9 bis 19 mm
Zubehör	Kalibrierzertifikat, sonstiges Zubehör mit Aufpreis	-
Garantie und Service	Für eine Servicestelle in Ihrer Nähe wenden Sie sich an Ihren lokalen HAMILTON-Händler	12 Monate Garantie, Kalibrierdienst vor Ort
Preis	auf Anfrage	832 € (manuell) bis 1950 € (elektrisch)

PIPETTEN

Firmenname	Mettler-Toledo GmbH	PEQLAB Biotechnologie GmbH	SOCOREX ISBA S.A.	
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Mettler-Toledo GmbH Ockerweg 3 D-35353 Giessen Beate Schmitz Tel. und Fax: 0641 507-8020 Beate.Schmitz@mt.com www.mt.com	PEQLAB Biotechnologie GmbH Carl-Thiersch-Straße 2b D-91052 Erlangen Kerstin Hardung Tel.: 0049 91316107020 Fax: 0049 91316107099 info@peqlab.de www.peqlab.de	SOCOREX ISBA S.A. Chemin Champ-Colomb, 7 CH-1024 Ecublens Lausanne Yves Lachavanne Tel.: 0041 216516000 Fax: 0041 216516001 socorex@socorex.com www.socorex.com	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	EDP3 Adjustable Spacer (manuell) EDP3 Adjustable Spacer (elektronisch)	PEQpette (Ein- und Mehr- kanal-Pipetten)	Digital Mikropipetten Acura® (<i>manual</i> 825/835/855)	Elektronische Mikropipetten Acura® (<i>electro</i> 925/935/ 955)
Anzahl der Kanäle	8	1, 8	1, 8, 12	1, 8, 12
Volumenbereich	5–50 µl/20–300 µl/100– 1.200 µl	sechs Einkanal-Modelle für den Bereich 0,1–1000 µl/drei Mehrkanal-Modelle für den Bereich 1–200 µl	0,1 µl–10 ml (1-Kanal)/0,5–350 µl (8-Kanal)/0,5–350 µl (12- Kanal)	0,5 µl–10 ml (1-Kanal)/0,5– 350 µl (8-Kanal)/0,5–350 µl (12-Kanal)
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	Abstandseinstellung zwischen den Kanälen von 9 bis 14 mm	hochwertig verarbeitete Mate- rialien, einfache Dekontamina- tion, beständige Kalibrierung, einhändige Volumeneinstel- lung, geringes Gewicht	vortreffliche Ergonomie, sanfte Betätigung aller Funktionen, regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen, unüber- troffene Leistungsdaten, Schock- und UV-lichtbeständig, autoklavierbar voll zusammen- gesetzt, CE bescheinigt	Mikroprozessor gesteuerte Pipette, Software gibt Zugang zu fünf Arbeitsfunktionen, optimale Ergonomie, geringes Gewicht, schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie, regu- lierbarer Abwurf für die gän- gigsten Spitzen
Zubehör	–	Kalibrierschlüssel (im Liefer- umfang enthalten)	große Auswahl an Qualitips® Pipettenspitzen, Universal Pipettenständer, Adapter für Pasteur Pipette	Initialpack beinhaltet: elektro- nische Mikropipette, indivi- duelles Kontrollzertifikat, Ladestation, Netzanschluss, zusätzlicher Handgriff-Akku, Muster von Pipettenspitzen und Betriebsanweisung
Garantie und Service	12 Monate Garantie, Kalibrier- dienst vor Ort	2 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie, patentiertes In-Lab Kalibrations-System	2 Jahre Garantie, Kalibration direkt mittels Tastatur vorge- nommen
Preis	832 € (manuell) bis 1950 € (elektrisch)	167 € (Einkanal) 428 € (Mehrkanal)	153–169 € (1-Kanal) 394–420 € (8-Kanal) 454–483 € (12-Kanal)	Initialpack 478 € & Pipette 335 € (1-Kanal)/Initialpack 682 € & Pipette 562 € (8- Kanal)/Initialpack 729 € & Pipette 614 € (12-Kanal)

Firmenname	STARLAB GmbH	Steinbrenner Laborsysteme GmbH	Süd-Laborbedarf GmbH	Süd-Laborbedarf GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	STARLAB GmbH Kurt-Fischer-Straße 22 D-22926 Ahrensburg Tel.: 04102 6044-0 Fax: 04102 6044-20 info@starlab.de www.starlab.de	Steinbrenner Laborsysteme GmbH In der Au 17 D-69257 Wiesenbach Dr. Bernd Steinbrenner Tel.: 06223 861247 Fax: 06223 861248 mail@steinbrenner-laborsysteme.de www.steinbrenner-laborsysteme.de	Süd-Laborbedarf GmbH Starnberger Straße 22 D-82131 Gauting Tel.: 089 8506526 Fax: 089 8507646 info@suedlabor.de www.suedlabor.de	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Ergo One™ Pipette mit variabler Volumeneinstellung	Liquidator96: Manueller 96-Kanal Pipettierer	SL-Pette XE Professional	Charlotte
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	96	1, 8, 12	1 (mechanisch, elektroni- sche Volumeneinstellung) 1 (vollelektronische Pipette & Stepper) 8, 12 (vollelektronische Pipette & Stepper)
Volumenbereich	0,1-2,5 µl/0,5-10 µl/2-20 µl (Standard Konus)/2-20 µl (Mikro Konus)/10-100 µl/20- 200 µl/100-1.000 µl/500- 5.000 µl (Einkanal) 0,5-10 µl/10-100 µl/30-300 µl (Mehrkanal)	1-200 µl	0,1-2 µl bis 1-10 ml (1-Kanal) 0,5-10 µl bis 50-300 µl (8- und 12-Kanal)	0,2-2 µl bis 100-1.000 µl (1-Kanal, mech.) 0,5-20 µl bis 100-5.000 µl (1-Kanal, vollelekt.) 0,5-20 µl bis 25-1.250 µl (8-/12-Kanal)
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	ergonomisches Design, niedri- ges Gewicht, geringe Bedien- kräfte, innovativer Volumen- Einstellmechanismus, präzise, wartungsfrei und autoklavier- bar	rein manueller 96-Kanal Pipettierer mit sehr einfacher Bedienung, ermöglicht ohne Automatisierung hohen Durchsatz bei Assays, Scree- nings, ELISA, PCR/QPCR, Zellkultur u.v.m.	äußert robust, komplett autoklavierbar, Pipettengriff 360 Grad drehbar, UV-resis- tent, passend für übliche Spitzen, bequeme Finger- Auflage, leicht zu kalibrieren	ergonomisches non-axial Design, ermüdungsfreies Pipettieren, sicherer Halt der Spitze (auch Mehrka- nal), federleichter Spitzen- abwurf, Volumina blitz- schnell eingestellt, steht von selbst, UV-resistent
Zubehör	TipOne® Pipettenspitzen, Uni- versal-Pipettenständer, dreh- bar, Aufnahme von bis zu 8 ErgoOne-Pipetten	384er Adapter, Reservoir, Kühlblö- cke aus Aluminium	Drehständer für 6 Einkanal- oder 2 bis 3 Mehrkanal-SL- Petten	Verlängerungs-Kit für länge- ren Schaft bei 1-Kanal- Charlotte
Garantie und Service	36 Monate Garantie, STARLAB Pipetten-Service, qualifizierte Pipettenkalibration nach EN ISO 8655, Wartung und Repa- raturen	2 Jahre Gewährleistung, Vor-Ort- Service	12 Monate Garantie, 72-Stunden-Service, günstiger Festpreis	12 Monate Garantie, 72-Stunden-Service, günstiger Festpreis
Preis	198 € (1-Kanal) 549 € (8-Kanal) 619 € (12-Kanal)	auf Anfrage	178/188 € (1-Kanal) 496/538 € (8-/12-Kanal) 444 €-Set-Preis für 3-mal 1-Kanal und Drehständer	294 € (1-Kanal, mech.) 485/575 € (1-Kanal, voll- elekt.) 985 € (8-/12-Kanal)

PIPETTEN

Firmenname	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Scientific	TPP Techno Plastic Products AG
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Thermo Fisher Scientific Robert-Bosch-Straße 1 D-63505 Langenselbold Andrea Schöne Tel.: 0800 1-536 376 (kostenlose Hotline) Tel: +49 6184 90-6940 (international) Fax: 0800 1-112 114 info.labequipment.de@thermofisher.com www.thermo.com		TPP Techno Plastic Products AG Zollstraße 155 CH-8219 Trasadingen Kirsten Braehler Tel.: 0041 6870187 Fax: 0041 6870177 info@tpp.ch www.tpp.ch
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Thermo Scientific Finnpipette F1	Thermo Scientific Finnpipette F2	Serologische Pipetten
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12, 16	1, 8, 12, 16	1
Volumenbereich	0,2–10.000 µl	0,2–10.000 µl	1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 25 ml mit Reservoir 15 ml, 50 ml mit Reservoir 20 ml
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten/ Sonstiges	neuartiger Volumen-Einstellmechanismus, antimikrobielle Oberfläche, verstellbare Volumeneinstellung, verstellbare Fingerstütze, Soft-Touch-Spitzenabwurf, Super-Blow-Out-Funktion	äußerst hohe Genauigkeit und Präzision durch verbesserten Volumen-Einstellmechanismus, große Anzeige, sehr leichtes und weiches Pipettieren, komplett autoklavierbar	Nennvolumen durch Reservoir bei 25 ml-/50 ml-Pipetten gesteigert, ausgezeichnete Tropfsicherheit, schlanke Form, kurze Gesamtlänge, Zugänglichkeit in kleinere TPP-Zellkulturflaschen garantiert
Zubehör	-	-	-
Garantie und Service	5 Jahre Gewährleistung, Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	5 Jahre Gewährleistung, Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	TPP vertreibt die Produkte weltweit über das TPP-Händlernetz, Garantie, Service und Verkauf erfolgt über die Händler
Preis	133 € (1-Kanal mit Fixvolumen) 233–245 € (1-Kanal mit variablem Volumen) 615–740 € (Mehrkanal)	124 € (1-Kanal mit Fixvolumen) 210–225 € (1-Kanal mit variablem Volumen) 590–720 € (Mehrkanal)	auf Anfrage